


Zaregistrované pod číslom:

1/8701/189107

sterilizácia



BMT s.r.o. - Pod Párovcami 5159, P.O.BOX D-102, 921 01 PIEŠŤANY
Tel./Fax: 033 / 7626687, 7628912, 7743239
SLSP Piešťany 4550-229/0900
IČO: 31 444 571 DIČ: 31 444 571 / 648

Vaša značka:
Váš dopis zo dňa:
Naša značka:
Vybavuje: Kondrc
Telefón: 033 / 7626687
Dátum: 12. 11. 2001

Nemocnica s poliklinikou Žilina
V. Spanyol 43
Žilina
012 27

Kúpna zmluva

článok 1

Kúpajúci : Nemocnica s poliklinikou
Zastúpená : MUDr. Chaban Ivan - riaditeľ
Sídlo : V. Spanyol 43, 012 07 Žilina
Bankové spojenie : VÚB Žilina
Číslo účtu : 63236-432 / 0200
IČO : 17335825

Predávajúci : BMT spol. s.r.o.
Zastúpená : Ladislav Kondrc - konateľ
Sídlo : Pod Párovcami 5159, 921 01 Piešťany
Bankové spojenie : SLSP - Piešťany
Číslo účtu : 4550 - 229 / 0900
IČO : 31 444 571
DIČ : 31 444 571 / 648

článok 2

Predmet obstarávania

Predmetom tejto kúpnej zmluvy je parný sterilizátor typ Sterivap 669-2 1 ks
Číslo colného sadzovníka 84 19 20 00.
Súčasťou dodávky je i odovzdanie dokladov vzťahujúcich sa na tovar.

článok 3

Opis predmetu obstarávania

Parný sterilizátor Sterivap 669-2 bez vyvíjač pary, objem komory 450 litrov, nohy a nerezová vaňa pod prístroj, elektricky ovládané dvere, s bočným horným obkladovým panelom, obvodové nerezové krycie lišty na čistú stranu, 2 ks transportný vozík

- * montáž prístroja
- * zaškolenie obsluhujúceho personálu
- * všetky režijné náklady spojené s dodávkou
- * všetky doklady vzťahujúce sa na tovar

BMT s.r.o.
Pod Párovcami 5159, 921 01 Piešťany
tel/fax: 0838 / 76 266 87
tel: 0838 / 76 289 12

Lks

Technické parametre

- * Konštrukčné riešenie s ohľadom na dlhodobú životnosť prístroja cca 15 rokov
- * Spoľahlivosť prevádzky s vybavením komponentov renomovaných svetových firiem / výveva - SIHI, ventily - Burkert, tlakové snímače - JUMO, ..a pod./
- * Vyššieho sušiacieho účinku. Pri konštrukcii prístroja je využité dverí komory zo špeciálnej hliníkovej zliatiny, ktorá do seba v priebehu sterilizačného procesu akumuluje teplo, ktoré potom vo fáze sušenia vyžaruje teplo späť do komory a podporuje tak fázu sušenia vo vákuu. Sterilizátor je vybavený výkonovou vývevou pre vytváranie vákuua v pracovnom priestore.
- * Rýchla a prehľadná obsluha. Riadenie cyklu je plno automatické a obsluha je o jednotlivých pracovných fázach prehľadne a zrozumiteľne informovaná na dvojriadkovom LCD displeji v českom jazyku.
- * Prehľadné informácie o priebehu sterilizácie. Kontrola sterilizačného procesu je realizovaná tlačením sterilizačného protokolu viac účelovou tlačiarňou zabezpečujúcou tlačenie skutočných pracovných hodnôt a grafické znázornenie kriviek tlaku a teploty.
- * Možnosti realizácie Bowie Dick testu a Vákuum testu.
- * Ľahké a prehľadné voľby programov, vylučujúce zmeny nastavenia parametrov zapríčinené chybou obsluhy.
- * Možnosti prevádzky na vonkajší zdroj pary /dľa požiadavky zákazníka je možné prístroj doplniť o vlastný vyvíjač pary umiestnený vo vnútri prístroja/.
- * Vertikálneho posuvu dverí, uzatvárajúcich sterilizačnú komoru
- * Mikroprocesorového riadenia celého pracovného procesu. Je použité dvojprocesorové riadenie MASTER + SLAVE - moderný systém kontroly funkcie prístroja.
- * Možnosti doplnenia prístroja o transportné a zavážacie zariadenia k jednoduchšej manipulácii materiálu určeného k sterilizácii.
- * Jednoduchá údržba a bezproblémový servis.
- * Ekonomická prevádzka.

Sterilizátor je štandardne vybavený nasledujúcimi programami

- * **P1 Nástroje rýchle 134**- program sterilizácie s odvzdušením pre nebalené nástroje a jednoducho balené nástroje pri sterilizačnej teplote a čase 134°C/4 min. s nasledovným sušením.
- * **P2 Univerzál 134** - program sterilizácie pre balené prádlo a nástroje pri sterilizačnej teplote 134°C /10 min. s nasledovným sušením.
- * **P3 Univerzál kontajnery 134** - program sterilizácie pre prádlo a nástroje pri zvláštnom zaťažení, napr. príliš ťažkom balení pri sterilizačnej teplote a čase 134°C/ 10 min. s intenzívnym sušením.
- * **P4 Guma 121** - program sterilizácie pre balené, teplotne citlivé materiály, určené ku sterilizácii / napr. z gumy, alebo pare odolávajúce umelé hmoty/, pri sterilizačnej teplote a čase 121°C/ 20 min. s nasledovným sušením.
- * **P5 Špeciál** - zákaznícky program. Slúži ako rezerva pre špeciálne požiadavky zákazníka.
- * **P6 Bowie Dick test 134** - 134°C / 3,5 min. zisťuje sa, či odvzdušnenie nerezového materiálu a jeho následného preparovania bolo dostatočné a či bola v materiály dosiahnutá požadovaná teplota po celú dobu sterilizačného cyklu.
- * **P7 Vákuový test** - určený pre kontrolu tesnosti uzatvorenej komory sterilizátora.
- * **P8 Servisný program** - pre jednoduchú kontrolu a údržbu technického zariadenia. Signalizuje na displeji v českom jazyku poruchové stavy prístroja / vývevy, tesniaceho tlaku, vyvíjača, bezpečnostné lišty, priebeh jednotlivých fáz sterilizačného cyklu/.

Úprava naprogramovaných teplôt a časov sterilizačných expozícií pri jednotlivých programoch podľa platných predpisov, poprípade požiadaviek zákazníka je možná. Priebehy sterilizačných cyklov sú riadené a kontrolované mikroprocesorou automatikou. Táto zabezpečuje splnenie všetkých požadovaných parametrov jednotlivých fáz zvolených programov.

Pri nedodržaní parametrov sterilizačného cyklu automatika tieto skutočnosti vyhodnotí a oznámi na displeji v českom jazyku. Priebeh tlaku a teploty sterilizačného cyklu je registrovaný v závislosti na čase a je možné vytlačiť záznam cyklu viacúčelovou tlačiarňou alebo taktiež vyhotoviť grafické znázornenie kriviek tlaku a teploty.

Dokument z digitálnej tlačiarne obsahuje

- * číslo prístroja
- * číslo šarže
- * dátum
- * názov sterilizačného programu

- * programový krok
- * čas
- * tlak v sterilizačnej komore
- * teplota

Podrobnejší popis ponúkaného prístroja vrátane jeho technických parametrov je uvedený v priloženom prospekte .

článok 4

Termín dodávky

do 3 mesiacov od podpísania kúpnej zmluvy.

článok 5

Podmienky prevzatia a dodania tovaru

Doprava prístroja je zabezpečená na miesto určenia NsP Žilina oddelenie sterilizácie.

Prevzatie prístroja protokolárne po uvedení do prevádzky a zaškolení obsluhy.

Balenia - prepravná drevená debna.

Vlastnícke právo prechádza na kupujúceho dňom prevzatia tovaru a zaplataenia poslednej splátky.

článok 6

Cena

Položka	Názov	Počet	Cena/Sk
1	Sterivap 669-2 vrátane príslušenstva	1	2 001 100 Sk
	DPH 10%		200 110 Sk
	Spolu		2 201 210 Sk

článok 7

Platobné podmienky

1. splátka 1.800.000,- Sk ihneď po dodávke prístroja
2. splátka 100.000,- Sk do 31. 3. 2002
3. splátka 100.000,- Sk do 30. 4. 2002
4. splátka 100.000,- Sk do 31. 5. 2002
5. splátka 101.210,- Sk do 30. 6. 2002

V prípade nedodržania platobných podmienok dodávateľ si vyhradzuje právo penalizovať odberateľa za každý deň omeškania 0,03% z celkovej ceny. Uvedená cena je pevná a nemenná.

BMT s.r.o. Preštany
Pod Párovcami 5159, 921 01 PY
tel/fax: 0838 / 76 266 87
tel: 0838 / 76 289 12

článok 8

Záručná doba

Dodávateľ ručí za prevádzkyschopnosť a kvalitu prístroja odo dňa montáže a preskúšania.
Doba záruky pre všetky prístroje z BMT a.s. Brno je 12 mesiacov odo dňa uvedenia do prevádzky.
Záruka sa vzťahuje na závady spôsobené vadou materiálu alebo výrobnou vadou.
Záruka sa nevzťahuje na závady spôsobené nedodržaním prevádzkových predpisov.
Nástup na záručnú opravu je do 24 hodín od nahlásenia poruchy.
Pozáručný servis vrátane náhradných dielov zabezpečí BMT s.r.o. Piešťany po dobu 10 rokov od ukončenia výroby daného typu prístroja.

článok 9

Záverečné ustanovenia

Meniť alebo doplniť text zmluvy je možné len formou písomných obojstranne potvrdených dodatkov.
Zmluva je vyhotovená v 4 vyhotoveniach, z ktorých 2 obdrží kupujúci a 2 predávajúci.
V ostatnom, čo nie je uvedené v zmluve, platia ustanovenia Obchodného zákonníka č. 513/91 a Občianskeho zákonníka č. 47/92.

Žilina dňa: 14. 11. 2001 Piešťany dňa: 13. 11. 2001

NEMOCNICA S POLIKLINIKOU
riaditeľstvo
012 07 ŽILINA
-3-

kupujúci
NsP Žilina
MUDr. Chaban Ivan
riaditeľ NsP

BMT s.r.o. Piešťany
Pod Párovca 5159, 921 01 PY
tel/fax: 0838 76 266 87
tel: 0838 76 289 12.

predávajúci
BMT s.r.o.
Ladislav Kondrc
konateľ spoločnosti

